


誘導結合プラズマ発光分光分析装置

先端機器分析センター 201 室



仕様	
型名	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 iCAP PRO XP DUO
測光方式	ラジアル・アキシャル ツインインタフェース
分光器	エシエル方式
試料導入系	水溶液用、高マトリックス用、揮発性有機溶媒用
波長範囲	167 nm ~ 852 nm
波長分解能	8 pm (165 nm ~ 285 nm), 16 pm (>285 nm)
付属装置	オートサンプラー